

ACCU-CHEK® Solo



LUPA SOOLOILLA

Mikropumppu, joka muuttaa käsityksesi perinteisestä insuliinipumppuhoidosta.



ACCU-CHEK® SOLO

Huomaamaton. Joustava. Helppo.

ACCU-CHEK®

HYVÄSTI PÄIVITTÄISET PISTOKSET

TERVETULOA SOLO

Accu-Chek Solo mukautuu vaihtelevaan elämään.

Verrattuna monipistoshoittoon - Accu-Chek Solo -mikropumppujärjestelmässä et ole sidottu jatkuviin pistoksiin. Accu-Chek Solo -mikropumpun kanyyli vaihdetaan vain noin kolmen päivän välein. Anna mikropumpun hoitaa insuliiniannostelu ja sinä voit keskittyä muihin asioihin.



LÖYDÄ

MODULAARINEN MUOTOILU

- Irrotettava ja uudelleen kiinnitettävä mikropumppu esim. voit irrottaa saunomisen ajaksi.
- Vaihda vain kertakäyttötarvikkeet, älä pumpppua. Voit vaihtaa infuusiokohtaa ilman hukkainsuliinia tai pumpun poisheittoa.
- Läpinäkyvä säiliö auttaa havaitsemaan mahdolliset ilmakuplat.
- Valittavana kaksi kanyyลิปитуutta (6 mm ja 9 mm).

Kertakäyttöosat



Pumpun pidike
(jopa 3 päivää)



Kanyyli
(jopa 3 päivää)



Säiliö
(jopa 4 päivää)

Uudelleen käytettävät osat



Asetin
(n. 1 vuosi)



Diabetesmanageri



Pumpun kanta
(jopa 120 päivää)

SOPII JOKAISEN

ELÄMÄÄN

tarjoten joustavuutta ja huomaamattomuutta:

- **Henkilökohtainen:** ei häiritseviä letkuja, sillä Accu-Chek Solo mikropumppu on letkuton ja pieni.
- **Huomaamaton:** kiinnitetään suoraan haluttuun kohtaan kehossa ilman letkuja, vöitä tai klipsejä.
- **Joustava:** voidaan halutessa irrottaa esim. saunomisen ajaksi. Minimoidaan pumpun vahinko-irtoamiset, esim erilaisissa urheilutilanteissa.
- **Helppo:** yksinkertainen oppia Accu-Chek Academyn ja intuitiivisen Diabetesmanagerin (kaukosäätimen) avulla

Läpinäkyvä säiliö mahdollistaa insuliinin määrän tarkkailun



Kaksi pikabolusnäppäintä välittömään bolustamiseen



HOIDON

HALLINTAA

**Pikabolusnäppäimet pumpussa
(0,2 - 2,0 yksikköä
per painallus)**

**Pikaboluksen
näppäimet**



**Pikaboluksen
näppäimet**

- Kaukosäädin pumpulle.
- Intuiitiivinen ja helppo oppia.
- Animaatiovideot opastavat käytössä.
- Mahdollisuus verensokerin mittaukseen, sisältää Accu-Chek Aviva testiliuskaportin.
- Avoin bolusehdotus, johon voidaan syöttää mahdollinen sensorilukema.



ACCU-CHEK ACADEMY

VIRTUAALINEN KOULUTUS

**Koulutusportaali pumpun käyttäjälle,
läheisille ja terveydenhoidon
ammattilaisille**



www.accu-chek.academy

ACCU-CHEK ja ACCU-CHEK SOLO ovat Rochen tavaramerkkejä.
© 2019 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.fi
Maksuton asiakaspalvelunumero 0800 92066
Roche Diabetes Care Suomi
5/2020

